


Duomix II

デュオミックス II

ボタンひとつでムラなく均質なペーストを自動練和



シリコン印象材自動練和器 デュオミックス II

1 練和時間の短縮

通常のスPEEDモードに加え、倍の速さで押し出すターボモードを選択できるようになり、手早く均一な印象材の準備が可能になりました。




ST スタンダードモード
通常のスPEEDで印象材を押し出すモードです。

ターボモード
通常のスPEEDの2倍のスPEEDで印象材を押し出すモードです。

2 簡単操作

印象材の使いきりを検知し、自動で戻るブランジャー機能により簡単にカートリッジの交換作業が出来ます。





カートリッジの残量がわかるインジケーター

通常のスPEEDの1/2のスPEEDで印象材を押し出します。シリンジへの移し替えの際に便利です。

3 見やすいパネル設計

残量インジケーターと、残り1回分の使用をお知らせするパイロットランプにより、カートリッジの残量と、交換の時期をいつでも確認できます。



仕様

販売名：デュオミックス2 一般的名称：歯科用印象材混和器 医療機器届出番号：13B1X10236Y03500 クラス分類：クラスI (一般医療機器)

| 電圧 | 消費電力 | サイズ(高さ×幅×長さ) | 重量 | 価格 |
|---------------|-------|---------------|-------|-----------|
| 100V, 50/60Hz | 280VA | 330×190×380mm | 7.0kg | 130,800 円 |

関連製品



アクアジル ウルトラ DECA モノフェーズ
380ml × 2本, ミキシングチップ 20入
ロッキングリング 1個
価格：22,000 円



アクアジル ウルトラ DECA ヘビー
380ml × 2本, ミキシングチップ 20入
ロッキングリング 1個
価格：22,000 円



アクアジル ウルトラ LV / XLV
ヘビー / モノフェーズ / リジット
50ml × 4本, ミキシングチップ 12入
価格：9,600 円

販売名：アクアジル ウルトラ 一般的名称：歯科用シリコーン印象材 医療機器認証番号：221AFBZX00079000 クラス分類：クラスII (管理医療機器)

*表示価格は、2017年1月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。

*仕様および外觀の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<http://www.dentsply-sankin.com>