



各社から色々な LED 照射器が発売されています。その中でも当社が厳選いたしました LED 照射器を比較してみました。参考にさせていただければ幸いです。


VALO (バロ)

	メーカー	ウルトラデントジャパン株式会社
	波長域 (nm)	395~480
	最大光量(mW/cm ²)	3200
	最短照射モード	3秒
	重量	75g
	定価	139,000円(税抜)
	オススメポイント	高出力・広波長・高強度で超軽量。コード付で出力の安定性は抜群。アルミ削り出しボディが衝撃に強い。


VALO コードレス

	メーカー	ウルトラデントジャパン株式会社
	波長域 (nm)	395~480
	最大光量(mW/cm ²)	3200
	最短照射モード	3秒
	重量	170g(電池含む)
	定価	159,000円(税抜)
	オススメポイント	VALOの高出力・広波長・高強度な機能をそのままに、コードレスタイプが登場。

Gライト・プリマII plus

	メーカー	株式会社ジーシー
	波長域 (nm)	390~490
	最大光量(mW/cm ²)	2000
	最短照射モード	3秒
	重量	325g
	定価	205,000円(税抜)
	オススメポイント	ハイパワー3秒照射から1分之多機能モード。ホワイトニングモード搭載。1歯1分でのオフィスホワイトニングが可能に。バッテリーの持ちがよく、経済的。

ブルーフェーズ 20i

	メーカー	Ivoclar Vivadent 株式会社
	波長域 (nm)	385~515
	最大光量(mW/cm ²)	2000~2200
	最短照射モード	5秒
	重量	255g
	定価	210,000円(税抜)
	オススメポイント	広波長域で幅広い使用が可能。万一充電バッテリーが切れても付属のパワーバック使用で、直接照射ができるのが強み。

ミニLEDⅢ



メーカー	サテレック社
波長域 (nm)	420~480
最大光量(mW/cm ²)	2200
最短照射モード	3秒
重量	135g
定価	220,000円(税抜)
オススメポイント	ハイパワーで3秒重合。充電スタンドに光量チェッカーが内蔵されているため、光量をチェックすることができる。バッテリーの持ちも良い。

ペンキュアー2000



メーカー	株式会社モリタ
波長域 (nm)	405~460
最大光量(mW/cm ²)	2000
最短照射モード	3秒
重量	130g
定価	165,000円(税抜)
オススメポイント	ハイパワー2000mW/cm ² により3秒照射を実現。ワンタッチでホワイトニングヘッドに交換(オプション)。コンパクトヘッドで照射しにくい臼歯部へも直接照射できます。