

今回は1液性のボンディングを特集致しました。

近年、1液性のボンディング接着力は増し、テクニカルエラーも少なくなっています。

当社おすすめのボンディングを厳選しましたので診療の参考にいただければ幸いです。

G-ボンドプラス



メーカー	株式会社ジーシー
販売価格	セット定価 16,300 円 (税抜) 単品包装 15,200 円 (税抜) リフィルパック (2 本入) 27,360 円 (税抜)
容量	5mL
皮膜の厚さ	10 μ m以下
溶媒	アセトン
特徴	簡単・シンプルなステップで、塗布から 25 秒で操作を終えることができます。塗布 (5 秒) → (放置 : 10 秒) → 乾燥 (強力エア : 5 秒) → 光照射 (5 秒)

クリアフィル ユニバーサルボンド Quick



メーカー	株式会社クラレノリタケデンタル
販売価格	セット定価 15,000 円 (税抜) 単品包装 13,400 円 (税抜) ダブルパック (2 本入) 29,120 円 (税抜)
容量	5.6mL
皮膜の厚さ	5~10 μ m
溶媒	エタノール
特徴	ボンド塗布後に待ち時間なしで乾燥・光照射が可能でありながら、「クリアフィルメガボンド」に近似した象牙質接着を実現しました。また、ボンドの重合硬化性をさらに向上。吸水率が従来品と比較して半分以下で、長期的な接着耐久性が期待できます。 充填修復・支台築造はもちろん、セメント接着時の歯面処理等に、1本のボトルのみで使用できます。 @2,393 円 (税抜) /mL

ビューティボンド マルチ



メーカー	株式会社松風
販売価格	セット定価 14,000 円 (税抜) ダブルパック (2 本入) 21,000 円 (税抜)
容量	6mL
皮膜の厚さ	およそ 5 μ m
溶媒	アセトン
特徴	光照射後の表面硬化性が良好なため、ペーストがよくなじみ充填作業が容易です。未重合層を少なくすることで、ペーストの浮き上がりや滑りをおさえます。HEMA フリーのレジン組成を採用し、口腔内組織へのダメージ軽減にも配慮しています。 @2,333 円 (税抜) /mL

ボンドフォースII



メーカー	株式会社トクヤマデンタル
販売価格	セット定価 17,000 円 (税抜) 単品包装 16,200 円 (税抜) ダブルパック (2 本入) 25,900 円 (税抜)
容量	5mL
皮膜の厚さ	10 μ m
溶媒	アルコール
特徴	@3,240 円 (税抜) /mL

ボンドフォースII Pen タイプ (2mL)



メーカー	株式会社トクヤマデンタル
販売価格	1 本入 7,200 円 (税抜) 3 本入 19,500 円 (税抜)
容量	2mL
皮膜の厚さ	10 μ m
溶媒	アルコール
特徴	光硬化型コンポジットレジン用の 1 液・ワンステップボンディング材。 象牙質、エナメル質ともに高い接着性を示します。 エアブロー圧の影響を受けにくく、安定した接着力を発揮します。 0℃から 25℃の範囲で、常温保存が可能です。ペンタイプはボトルタイプと比較して 1 滴量を 1/3 カットしますので、MI 窩洞に最適です。 @3,600 円 (税抜) /mL

スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズィブ



メーカー	スリーエム ジャパン株式会社
販売価格	イントロキット 15,000 円 (税抜) 単品ボトル 12,000 円 (税抜) ダブルパック 21,600 円 (税抜)
容量	5mL
皮膜の厚さ	5~10 μ m
溶媒	エタノール
特徴	様々な被着体にワンステップで使用可能。画期的なマルチユースを実現したボンディング材です。歯質に対して高い安定した接着性能はもちろん知覚過敏症の処置、シーラント時の前処理、各種リペア、レジンセメントの前処理に使用でき、この 1 本、この 1 滴で多用途に使えます。 @2,400 円 (税抜) /mL

G-プレミオボンド



メーカー	株式会社ジーシー
販売価格	セット 17,600 円 (税抜) 単品包装 12,000 円 (税抜) ダブルパック (2 本入) 21,600 円 (税抜)
容量	5mL
皮膜の厚さ	5 μ m 以下
溶媒	アセトン
特徴	塗布後の待ち時間 0 秒を実現。コンポジットレジン修復だけでなく口腔内リペア、知覚過敏抑制など様々な症例に活躍します。 @2,400 円 (税抜) /mL