

今回はシーラントを特集いたしました。各社からいろいろな持ち味を出した製品がラインナップされています。ご参考になればと一覧できるようにいたしました。詳しい内容は当社営業員までお尋ねください。

ティースメイト F-1 2.0



メーカー	クラレノリタケデンタル株式会社
定価	13,700 円（税抜）
容量	2.5g
製品の特徴	フッ素徐放性ポリマーが含まれている。 リン酸エッチングの採用、接着性モノマーの配合により、優れた接着性を示す。 高出力ハロゲン照射器、プラズマアーク照射器を使用すれば照射時間 10 秒で硬化。
コメント	お子様の場合唾液が多く、長い時間口を開けたまま動かずにいることが難しいのですが、10 秒という早い硬化で作業時間が短縮できます。色も 4 色あり、必要に応じて選択できる。 お子様に選んでもらうのも良さそう。

フジ




メーカー	株式会社ジーシー
定価	粉 4,200 円（税抜） / 液 2,200 円（税抜）
容量	粉 10g / 液 10g（8mL）
製品の特徴	ランニングコストが優れている グラスアイオノマー系で歯質にやさしい フッ素徐放性が高い 歯面処理が不要 光重合タイプ（フジ LC）のラインナップもあります
コメント	粉液タイプで練和の手間はあるが、長期間のフッ素徐放性があり齲蝕抑制効果が期待できる。価格的にも魅力があると思います。

ヘリオシールクリア、ヘリオシールF




メーカー	イボクラールピバデント株式会社
定価	16,600 円（税抜）
容量	ヘリオシールクリアシリンジ（ヘリオシールF）1.25g×5 カニューレブラック 20 本 エナメルプリパレーター6g カニューレトランスペアレント 10 本
製品の特徴	フッ素徐放性 or 審美性を重視した 2 種類で、目的に応じて使い分けることができる。 優れた辺縁封鎖性で、長期的に口腔内で機能する。
コメント	齲蝕予防だけでなく、審美性に富んだ仕上がりにも出来るので、より多くの患者様のニーズに応えることができます。

クリンプロ シーラント スターターキット

	メーカー	スリーエムジャパン株式会社
	定価	7,900 円（税抜）
	容量	シーラントシリンジ（1.2mL）×1 本 シーラントディスペンシングチップ（10 個） スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ（3mL）×1 本 エッチャント ディスペンシング チップ（25 個）
	製品の特徴	ペーストの色が変化する。 光照射前はピンク色で塗布範囲が分かりやすく、光照射後は歯になじむ白色に変化。 小児の口腔内へも直接塗布可能なコンパクトなシリンジタイプ。 極細先端チップの採用。フロー性も良いので、軽い押し出し圧で微細な小窩裂溝にも必要最低限量を狙い通り塗布可能
コメント	新商品のシーラント材ということで今、先生方から挙げられているお声として、やはりペーストの色が変化することでミスが少なくなり、光照射後の自然な白色に変化する特徴に特に反響がありました。極細先端チップの操作性に優れている面で小児歯科や予防歯科にも力をいれている先生からも今後支持して頂けるような商品になっております。	

ウルトラシール XT プラス J

	メーカー	ウルトラデントジャパン株式会社
	定価	4,900 円（税抜）
	容量	ウルトラシール XT プラス J（1.2mL）1 本 ウルトラエッチ J（1.2mL）1 本 プライマドライ J（1.2mL）2 本 ブルーマイクロチップ 20 個 インスパイラルブラシチップ 20 個
	製品の特徴	フィラーを 58%含有し、重合収縮を抑えるとともに高い耐摩耗性と審美性を追求。 高すぎるフィラー含有率では小窩裂溝に入り込まず、低すぎるフィラー含有率では強度が不安です。58%はシーラントに最適なフィラー量で、その強度と信頼性が高く評価されています。 付属のインスパイラルブラシチップで擦ることでチキソトロピー（ずり減粘性）が発現し低年度に変化しますので、小窩裂溝の奥まで封鎖することが可能。 ずり応力を受ける前のウルトラシール XT プラス J は粘度があり適度に垂れつき、使用量のコントロールがしやすく操作も容易です。 小窩裂溝には隔々まで入り込み全体には薄く塗布されるため、不要な部位に塗布しすぎることがなく、また、インスパイラルブラシチップ内は螺旋構造になっており、接着阻害因子となる気泡の混入を防ぎます。 付属で入っているプライマドライ J を使用することによって小窩裂溝内を水分のない最適なコンディションに乾燥させることが可能。
コメント	接着力・フィラー含有量にこだわり、操作性もよくバランスの取れた商品だと思います。	

ビューティシーラント



メーカー	株式会社松風
定価	8,000 円（税抜）
容量	ペースト 1.2g プライマー 3mL ニードルチップ 5 個 マイクロブラシファイン（ピンク）25×2 松風 V ディッシュ 25
製品の特徴	歯質にやさしいセルフエッチングプライマーを採用。過度の脱灰を抑制し、カリエスリスクを軽減する。 水洗不要でチェアタイムが短縮。 トータル 30 秒（LED 使用時） 独自のフィラー配合でフッ素をはじめとする 6 種類のイオンをリリース & リチャージ。
コメント	エッチング不要で短時間での処置が可能！イヤイヤな小児の患者様にもオススメです！付属のニードルチップも極細で操作も快適になっています。