

今回は、歯科用根管充填用シーラーの特集です。

ユージノール系・ノンユージノール系・レジン系・シリコン系など各社、多種多様な特徴を出しています。

先生方の診療スタイルに合った商材が見つかるかもしれません。

キャナルス



メーカー	昭和薬品化工株式会社
定価	11,640 円 (税抜)
容量	粉 15g 液 10mL
分類	ユージノール系
特徴	散は微細粒子で液とのなじみが良く練和しやすく根管壁に良く接着し封鎖性に優れています。硬化後は不溶解性で根管内から消失することがない。

キャナルス N



メーカー	昭和薬品化工株式会社
定価	10,700 円 (税抜)
容量	粉 16g 液 10mL
分類	非ユージノール
特徴	散は微細粒子で液とのなじみが良く練和しやすく根管壁に良く接着し封鎖性に優れています。本材は非ユージノールで匂いや刺激が少ない。

AHプラス



メーカー	デンツプライシロナ株式会社
定価	9,800 円 (税抜)
容量	キャタリスト 4mL ベース 4mL (ペーストタイプ)
分類	レジン系
特徴	低収縮で、寸法安定性を有し封鎖性を保ち自己接着力を有することにより長期的にその封鎖性を維持することが出来、X線の不透過性があり充填の状態が確認できます。

AHプラスジェット



メーカー	デンツプライシロナ株式会社
定価	10,000 円 (税抜)
容量	15g (ペーストシリンジタイプ)
分類	レジン系
特徴	低収縮で、寸法安定性を有し封鎖性を保ち自己接着力を有することにより長期的にその封鎖性を維持することが出来、X線の不透過性があり充填の状態が確認できます。尚、練和の手間がなく直接充填が可能

ロエコシール オートミックス



メーカー	株式会社茂久田商会
定価	12,500 円 (税抜)
容量	9g (ペーストシリンジタイプ)
分類	シリコン系
特徴	硬化時に膨張し (0.2%) 主根管はもとより側枝、象牙細管も緊密に封鎖され長期間安定に存在します。 練和が不要でそのままガッタパーチャポイントに塗布して充填します。

メタシール soft



メーカー	サンメディカル株式会社
定価	11,000 円 (税抜)
容量	粉 5g 液 3.5mL
分類	レジン系
特徴	接着性を有したレジン系根管充填用シーラーです。根管象牙質からガッタパーチャポイントまでを一体化させたモノブロック構造により、緊密な接着封鎖によって細菌の侵入を抑制できます。

MGO シーラー



メーカー	ネオ製薬工業株式会社
定価	9,500 円 (税抜)
容量	ベース 18g カタリスト 8g (ペーストタイプ)
分類	非ユージノール系
特徴	酸化マグネシウムを採用し生体への適合性を高め、組織の治癒再生を妨げない新処方。

ニシカチャナルシーラー ユージノール系クイック E-Q



メーカー	日本歯科薬品株式会社
定価	9,900 円 (税抜)
容量	A材 2.6g B材 6.8g (シリンジタイプ)
分類	ユージノール系
特徴	ダブルシリンジ先端は細口のセパレートノズルになっており、根管充填に必要な量だけ採取出来るので無駄なく経済的です。口腔内硬化時間 (根管充填ポイントが抜けなくなるまで硬化する時間) が異なる 2 種類からお選びいただけます。

ニシカチャナルシーラー ユージノール系ノーマル E-N



メーカー	日本歯科薬品株式会社
定価	9,900 円 (税抜)
容量	A材 2.6g B材 6.8g (ダブルシリンジ)
分類	ユージノール系
特徴	ダブルシリンジ先端は細口のセパレートノズルになっており、根管充填に必要な量だけ採取出来るので無駄なく経済的です。口腔内硬化時間 (根管充填ポイントが抜けなくなるまで硬化する時間) が異なる 2 種類からお選びいただけます。